



MEMBER OF THE NYNOMIC GROUP

Eine Auswahl unserer OEM-Komponenten als Basis für eine schnelle und effiziente Produktentwicklung

Vereinzeln von Blutprobenröhrchen mit unserem Stufenförderer

Die Schüttgutvereinzelnung ist der Ursprung der Kompetenz im Bereich Laborautomation bei m-u-t. Viele Hundert Großlabore weltweit nutzen verschiedene Geräte mit unserem bewährten, verlässlichen und patentierten Stufenförderer.

Die aktuelle Version des Stufenförderers bietet folgende Vorteile:

- Schnelles Vereinzeln von bis zu 3.500 Röhrchen pro Stunde
- Teflonbeschichtet - auch Röhrchen mit Gummikappen können ohne Einschränkungen verarbeitet werden
- Optimierte Winkel im Trichterbereich - auch das letzte Röhrchen im Trichter wird sicher verarbeitet
- Eine mechanische Konstruktion, die Klemmen oder andere Ursachen von Verletzungen ausschließt
- Leicht zu reinigen, falls doch einmal ein Röhrchen nicht ordentlich verschlossen ist

m-u-t hat diesen Stufenförderer als OEM-Modul entwickelt. Wir helfen Ihnen gerne bei der Integration unserer Module in Ihr System oder entwickeln und fertigen Ihr Produkt als OEM-Partner.



m-u-t GmbH
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Germany

☎ +49 4103 9308 - 0
☎ +49 4103 9308 - 99
✉ info@mut-group.com
🌐 www.mut-group.com